



MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ
NA OČI
Návod k obsluze

Masážní přístroj na oči je inovativní zařízení s funkcí ohřevu a vibrací, které poskytuje relaxaci a uvolnění, snižuje pocit únavy a tlaku ve spáncích. Funkce Bluetooth umožňuje připojení k telefonu a poslech oblíbené hudby během relaxace. Zařízení je snadno ovladatelné a přehledný displej zobrazuje mimo jiné úroveň nabití baterie a režim vibrací nebo ohřevu. Masážník se hodí především pro osoby trávící dlouhé hodiny před počítačem, stejně jako pro osoby trpící migrénou nebo nosící brýle. Moderní design, skládací funkce a malé rozměry umožňují snadné cestování s tímto zařízením.

Pravidla bezpečného používání:

1. Před prvním použitím produktu je nutné pečlivě si přečíst návod.
2. Zařízení by se nemělo používat v případě výskytu jakýchkoli kontraindikací. V případě pochybností je nutné se poradit s lékařem.
3. Masáž zařízením by se vždy měla začínat na nejnižší úrovni intenzity.
4. Pokud se během používání masážního přístroje objeví bolest nebo diskomfort, je třeba okamžitě vypnout zařízení a poradit se s lékařem.
5. Masážní přístroj by se neměl používat během řízení automobilu.
6. Zařízení by se nemělo používat během koupání ani v přímém kontaktu s vodou - mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem.
7. Pokud je zařízení poškozené, nemělo by se používat a je nutné kontaktovat servis.
8. Není doporučeno používat masážní přístroj dětmi.
9. Masážní přístroj by se neměl používat během spánku.

Kontraindikace:

Zařízení by nemělo být používáno osobami:

- s očními onemocněními, po očních operacích, zákrocích, s glaukomem, šedým zákalem, odchlípením sítnice, s ranami, zánětlivými stavy, po mrtvici, s vysokým krevním tlakem, nízkým krevním tlakem, citlivými na teplo.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně používání zařízení doporučujeme konzultaci s lékařem.

Jak používat masážní přístroj na oči?

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zařízení zapnuli. Automaticky se aktivuje funkce ohřevu a možnost připojení k Bluetooth.
2. Další stisknutí tlačítka přepne na vyšší úroveň ohřevu.
3. Další dvě rychlá stisknutí tlačítka přepnou do režimu vibrací a zvýšení tlaku. Jedno kliknutí mění intenzitu.
4. Další dvojité stisknutí tlačítka umožňuje současně zapnout funkci vibrací a ohřevu. Jedno stisknutí tlačítka zvyšuje intenzitu obou funkcí.
5. Další dvojité stisknutí způsobí návrat k výchozím nastavením.
6. Stiskněte a podržte tlačítko, abyste zařízení vypnuli.

Řešení problémů

Zařízení se nezapíná:	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je zařízení zapnuto a že je baterie nabitá – pokud ne, nabijte zařízení. možný nízký stav nabití baterie. Nabijte ho.
Zařízení se automaticky vypíná:	<ul style="list-style-type: none">• Zařízení se stále nezapíná - kontaktujte servis• Vypněte zařízení a znovu zapněte.• Zkuste se připojit k telefonu.
Nelze se připojit k Bluetooth:	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte zařízení a znovu zapněte, zkuste se připojit k telefonu.• Ujistěte se, že zařízení není připojeno k jinému telefonu.

V balení:

- Masážní přístroj na oči,
- Nabíjecí kabel
- Návod k obsluze



SMART EYE MASSAGER
Instruction manual

Smart eye massager is an innovative device with heating and vibration functions that provides relaxation, reduces fatigue and pressure in temples. The Bluetooth function gives you the ability to connect to your phone and listen to your favorite music while relaxing. The device is easy to use, with a clear display indicating battery level, vibration or heating modes. The massager is recommended for people who spend long hours in front of a computer, as well as those who suffer from migraines or wear glasses. The modern design, folding function and compact size make the device easy to take on the go.

Rules for safe use:

1. Read the instructions carefully before using the product for the first time.
2. The device should not be used if there are any contraindications. If in doubt, consult your doctor.
3. Always start massaging with the device from the lowest intensity level.
4. If you experience pain or discomfort while using the massager, turn off the device immediately and consult a doctor.
5. The massager should not be used while driving a car.
6. The device should not be used while bathing or in direct contact with water - this could cause an electric shock.
7. Do not use the device if damaged, and contact the service center.
8. It is not recommended for children to use the massager.
9. The massager should not be used while sleeping.

Contraindications:

The device should not be used by people:

- with eye diseases,
- after eye surgeries, operations,
- with glaucoma, cataracts, retinal detachment,
- with wounds, inflammation,
- after strokes,
- with hypertension, hypotension,
- sensitive to heat.

If you have any doubts about the use of the device, we recommend consulting your doctor.

How to use the eye massager?

1. Press and hold the power button to start the device. The heating function and Bluetooth connection will start automatically.
2. Another press of the button will switch to a higher heating level.
3. Another two quick presses of the button will switch to vibration and pressure boost mode. One click changes the intensity.
4. Another double press of the button starts both vibration and heating functions at the same time. A single touch of the button increases the intensity of both functions.
5. Another double press returns to the initial settings.
6. Press and hold the button to turn off the device.

Troubleshooting:

The device does not start:	<ul style="list-style-type: none">• make sure the device is on and that the battery is charged - if not, charge the device.
Device shuts down automatically:	<ul style="list-style-type: none">• possible low battery level. Charge the device,• device still does not start - contact service.
Unable to connect to bluetooth:	<ul style="list-style-type: none">• Turn the device off and on again, try to connect to the phone.• Make sure the device is not connected to another phone.

Included:

- Smart eye massager
- charge cable
- user manual